

Geratherm Medical AG Geratherm® basal digital GT-3230	Niemcy CE0197 (PL)
OPIS CZĘŚCI	
	
SPECYFIKACJE	
Zakres pomiarowy: 32,00 °C do 43,99 °C (90,00 °F do 111,99 °F), poniżej 32,00 °C (90,00 °F) wskazanie Lo °C (°F) cyfrowy 43,99°C (111,99 °F) wskazanie Hi °C (°F)	
Przeznaczenie: Wyłączenie termometryzacji basenu do kontroli cyklu. Ten cyfrowy medyczny termometr jest przeznaczony do określania podstawowej temperatury ciała w celu naturalnego planowania rodziny i nadaje się do użytku domowego. Dokonuje on pomiaru najmniejszych zmian temperatury podczas kobiecego cyklu, w celu określenia dni płodnych. Termometr nadaje się również do pomiaru temperatury ciała 0,01 °C (°F)	
Rozdzielczość: Dokładność pomiaru: ±0,10 °C do 35,50 °C do 42,00 °C, w pozostałych przypadkach ±0,20 °C, przy temperaturze otoczenia od 18 °C do 42 °C ±0,20 °F od 95,90 °F do 107,60 °F, w pozostałych przypadkach ±0,30 °F, przy temperaturze otoczenia od 64,4 °F do 82,4 °F	
Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 4-cyfrowy mikro Alkaline 192 lub LR41 lub AG3, 1.5 V lub podobne	
Zużycie energii: 0,15 mW podczas pomiaru	
Wydajność baterii: ponad 2000 pomiarów	
Stopień ochrony: IP22 (wskazanie luznych cił obcych, kroploszczelny)	
Wymiary: ok. 133,5 x 22 x 11,5 mm	
Ciepota: 0,17 g z bateriami	
Sygnal: sygnal akustyczny przez ok. 4 s, jeżeli nie pojawił się istotny wzrost temperatury	
Waga: 0 miecej w garnet	
Warunki eksploatacji: Temperatura: 10 °C do 45 °C (50 °F do 113 °F), wilgotność: 15 - 95 % RH, ciśnienie powietrza: 700 do 1013 hPa	
Warunki przechowywania: Temperatura: -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F), wilgotność: 15 - 95 % RH, ciśnienie powietrza: 700 do 1013 hPa	
Gwarancja jakości: DIN EN ISO 80601-2:56 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała (01/2016). Geratherm® jest certyfikowany zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i DIN EN ISO 13485 i podlega prawu umieszczenia oznakowania CE0197 (Jednostka wyznaczona TÜV Rheinland LGA Products GmbH).	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) <p>Niniejszy produkt medyczny jest urządzeniem o bardzo wysokim stopniu odporności na zakłócenia. Dlatego zrezygnowano z dołączenia tablicy EMC.</p>	

CO OZNACZA OKREŚLENIE „PODSTAWOWA TEMPERATURA CIAŁA”?

Kobiety, które chcą sprawdzić, kiedy wypadają ich dni płodne, powinny zastosować metodę pomiaru podstawowej (porannej) temperatury ciała. Noweikię różnice podstawowej temperatury ciała wskazują na dni płodne u kobiet.

▲ ŚRODKI OSTRO

- Geratherm Basal nie jest w żadnym wypadku środkiem antykoncepcyjnym.
- Możliwe jest tylko pomiar temperatury, przekraczających temperaturę otoczenia
- Następnie po wewnętrznej stronie bezpieczeństwa na wyświetlaczu pojawi się wskaznik normalnej pracy [ok]. Jeżeli jest się nie powiódz wyświetli się błąd działania [Err]
- Następnie na wyświetlaczu pojawi się temperatura otoczenia lub [Lo] ([Lo]) przy cym "C lub "F" miga. Termometr jest teraz gotowy do pomiaru. Jeżeli w ciągu następujących 3 minut nie nastąpi pomiaru temperatury, termometr wyłczy się automatycznie.
- Przed każdym pomiarom wyciszyć lub zdezynfekować sondę pomiarową. Umieścić sondę pomiarową w ustach, odbycie, pod pachą lub w pochwie (patrz metody pomiarowe)
- Możliwe jest tylko pomiar temperatury, przekraczających temperaturę otoczenia
- Jak tylko termometr nie będzie rejestrował znacznego wzrostu temperatury, symbol "C/F" przesłania migającą świecy się zmierzona wartość maksymalną, jednocześnie będzie słyszalnych kilka sygnałów dzwinkowych. Sygnal dzwinkowy, pojawiający się po ok. 10 sekundach dotyczy pomiaru wysokiej temperatury, zmiana podstawowej temperatury ciała jest tak niewielka, że istotny wzrost nie występuje. Z tego powodu pomiaru termometrem basal należy wykonywać co najmniej 1 minuta
- Termometr będzie kontynuował pomiar temperatury przez kolejną minutę po zakończeniu sygnału dzwinkowego, w tym czasie możliwy jest niewielki wzrost wyświetlonej temperatury. Następnie zmierzona temperatura maksymalna zostanie zarejestrowana i wskazana na wyświetlaczu. Uniknąć wstrząsów mechanicznych i mechanicznej podwyższenia temperatury ciała
- Jeżeli zmierzona temperatura wykazuje pozca zakres pomiarowy lub nie osiąga go, na wyświetlaczu LCD pojawi się wskazanie [Hi] ([Hi]) lub [Lo] ([Lo]).

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Naciśnąć przycisk ON/OFF, by włączyć termometr. Pełny wyświetlacz LCD [0000] wskazuje, że jego działanie jest prawidłowe.
- Następnie po wewnętrznej stronie bezpieczeństwa na wyświetlaczu pojawi się wskaznik normalnej pracy [ok]. Jeżeli jest się nie powiódz wyświetli się błąd działania [Err]
- Następnie na wyświetlaczu pojawi się temperatura otoczenia lub [Lo] ([Lo]) przy cym "C lub "F" miga. Termometr jest teraz gotowy do pomiaru. Jeżeli w ciągu następujących 3 minut nie nastąpi pomiaru temperatury, termometr wyłczy się automatycznie.
- Przed każdym pomiarom wyciszyć lub zdezynfekować sondę pomiarową. Umieścić sondę pomiarową w ustach, odbycie, pod pachą lub w pochwie (patrz metody pomiarowe)
- Możliwe jest tylko pomiar temperatury, przekraczających temperaturę otoczenia
- Jak tylko termometr nie będzie rejestrował znacznego wzrostu temperatury, symbol "C/F" przesłania migającą świecy się zmierzona wartość maksymalną, jednocześnie będzie słyszalnych kilka sygnałów dzwinkowych. Sygnal dzwinkowy, pojawiający się po ok. 10 sekundach dotyczy pomiaru wysokiej temperatury, zmiana podstawowej temperatury ciała jest tak niewielka, że istotny wzrost nie występuje. Z tego powodu pomiaru termometrem basal należy wykonywać co najmniej 1 minuta
- Termometr będzie kontynuował pomiar temperatury przez kolejną minutę po zakończeniu sygnału dzwinkowego, w tym czasie możliwy jest niewielki wzrost wyświetlonej temperatury. Następnie zmierzona temperatura maksymalna zostanie zarejestrowana i wskazana na wyświetlaczu. Uniknąć wstrząsów mechanicznych i mechanicznej podwyższenia temperatury ciała
- Jeżeli zmierzona temperatura wykazuje pozca zakres pomiarowy lub nie osiąga go, na wyświetlaczu LCD pojawi się wskazanie [Hi] ([Hi]) lub [Lo] ([Lo]).

PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY "C I "F

- Naciśnąć jeden raz przycisk ON/OFF, a następnie drugi raz.
- Przy drugim wciśnięciu przyciska przycisk ON/OFF wołniejszy przez ok. 3 sekundy.
- Symbol [°C] lub [°F] pojawi się na wyświetlaczu z sygnałem dzwinkowym.

WYSWIETLANIE 10 OSTATNIH WARTOŚCI POMIARU

Istnieje możliwość zapisu 10 wartości temperatury. Najpierw wyświetli się ostatnia zmierzona wartość.

Wyświetlanie zapisanych wartości:

- Naciśnąć przycisk ON/OFF i przycisk [ok] 2 sekundy.
- Pojawi się następujące wskazanie [1]. Ostatnio zapisana wartość wyświetli się przez 4 sekundy.
- W ciągu jednej sekundy naciśnięć przycisk ON/OFF, by wyświetlić zapisaną wartość [02].
- Powtórzyć procedurę dla wartości pomiarowych 3 do 10.

AUTOMATYCZNE PODSIWETNIENIE

Automatyczne podświetlenie aktywuje się samoczynnie po każdym naciśnięciu przycisku ON/OFF a gaisnie po krótkim czasie. Po wciśnięciu przycisku ON/OFF przycisk [ok] przyciska ON/OFF, by ponownie aktywować podświetlenie. Funkcja ta jest przystosowana podczas pomiaru lub wyświetlania zapisanych wartości w słabym świetle.

WYMIANA BATERII

Jeśli wyświetli się migający symbol baterii [bat], należy ją wymienić.

W tym celu:

- Obrócić termometr w taki sposób, by etykieta ukazująca smierem k wiatr skierował się zgodnie z rysunkiem.
- Do wyjęcia baterii odwrócić wiek upuszczając przedmiot, ale unikając obcych, metalowych przedmiotów.
- Wyjąć baterie.
- Należy baterie guzikową 1.5 V włożyć w taki sposób, by biegun dodatni (+) wskazywał do góry.
- Kryć pewnie zasuwkę.



KIEDY I GDZIE SPRAWDZAĆ TEMPERATURĘ?

Temperaturę mierzyć codziennie rano o tej samej porze, przed wstaniem z łóżka. Przed wykonaniem pomiaru nie przynosiwać żadnych zmian w trybie życia. Wybrać facę suwa nie jest wyznaczająca (min. 5 do 6 minut) natęży pomiaru bez wybijania wartości.

- Pomiar temperatury wykonywać zawsze w tym samym miejscu: doustnie, dopochowu lub doodbytnicy. Nie zmieniać miej-sca pomiaru w czasie trwania pomiaru.
- Zanotować wartości temperatury w dostarczonej tabeli.
- W przypadku nietypowych wartości lub zakłóceń cyklu należy skonsultować się z lekarzem.

DOPOCHOWO

Informacja na temat tej metody należy zasięgnąć u swego ginekologa.

- W przypadku wyłączonego oporu, ZATRZYMAĆ.

DOUSTNIE

Pomiar doustny dostarcza szybkich i dokładnych wyników. Zbioniczek termometru (sonde) umieszczony po lewej lub prawej stronie pod językiem, jak najbliżej obydwu „kieszonkach zarowych”. Podczas pomiaru usta powinny być zamknięte. Przed pomiarom temperatury nie spożywać pokosów, napojów, ani nie żuć papierosów.

DOODBYTNICZO

Zbioniczek termometru (sonde) wprowadzić do odbytu (na głębokość ok. 2 cm), na końcówkę zbioniczka można nanieść trochę kremu do ciała lub oliwki dla oliwki. Termometr można przechowywać w etui. Włożyć termometr do etui. Natrzeć etui na sonde pomiarową mała ilością żelu rozpuszczonego w wodzie, by ułatwić włożenie. Nie używać wazeliny. Końcówki sondy pomiarowej nie wprowadzać dalej niż na głębokość 2 cm do odbytu.

- W przypadku wyłączonego oporu, ZATRZYMAĆ.

POD PACHĄ

Ta metoda pomiaru nie gwarantuje tak dokładnych wyników, dlatego nie jest odpowiednia do pomiaru podstawowej temperatury ciała.

W JAKI SPOSOB ZAPISYWAC WYNIKI POMIARU TEMPERATURY I DLACZEGO TO WAŻNE?
W górnej części tabeli są wprowadzone dni cyklu od 1 do 42, można podać kolejne, jeśli jest to konieczne. Nad każdym dnem cyklu wpisuje się przewidywaną datę. Poniżej wpisane są temperatury otoczenia od 35 °C do 38 °C. Zaczynając swoją temperaturę kropką. Zaczynając dni, w których odbywał się stosunek płciowy.

1 do 2 dni po owulacji (jajeczkowaniu) temperatura ciała wzrasta o 0,2 do 0,5 °C i zachowuje taką wartość do początku następnego jajeczkowania. (Bazalność)
Temperatura ciała może często zaobserwować spadek temperatury o ok. 0,1 °C.
W przypadku występowania owulacji wzrost temperatury powinien się pojawić w ciągu 48 godzin.
Po wypełnieniu ok. 3 tabeli powstaje schemat owulacji, na podstawie którego można rozpoznać swój indywidualny schemat cyklu płodności.

ROZPOCZĘCIE ZAPISU

Pierwszy dzień menstruacji to dzień 1 na wykresie krzywej temperatury podstawowej. Na początku menstruacji temperatura powoli spada. Flamienna przetrwała menstruacja nie należy liczyć jako pierwszego dnia krwawienia. Termometr wpisując w czasie całego zapisu, zaznacza w tabeli przedmiesiączkowe oraz choroby i stany gorączkowe. Rozpocząć nowy wykres temperatury od kolejnej menstruacji.

CO TO JEST OWULACJA?

Owulacja lub jajeczkowanie oznacza uwolnienie jaja z jajnika, co jest warunkiem do zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik w komórce. Podczas owulacji w organizmie mogą zachodzić określone zmiany, np. występowanie lekkiego, przezroczystego śluzu w pochwie, wydzielanie przez szyjkę macicy na krótko przed jajeczkowaniem, tzn. ok. 10 - 12 dnia cyklu. Zadaniem tego śluzu jest utrzymanie plemników do momentu jajeczkowania. Innym objawem może być lekki ból po lewej lub prawej stronie w dolnej części brzucha. W przypadku regularnego cyklu miesiączkowego, wystoszącego 28 dni, okres, w którym istnieje największe prawdopodobieństwo zajęcia w ciąży to okres między 10 i 14 dniem cyklu. Każda kobieta ma jednak swój indywidualny cykl, a jajeczkowanie regulujące w powole cyklu występuje u niewielu kobiet.

KONSULTACJA MEDYCZNA

Przed rozpoczęciem planowania rodziny zaleca się konsultację z lekarzem, położką lub doradcą ds. naturalnego planowania rodziny. Osoby te służą pomocą w interpretacji informacji z waszej tabelki.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Przed użyciu produktu domowego głowicy sondy pomiarowej czyścić zawsze przed i po każdym użyciu.
W przypadku profesjonalnego zastosowania zaleca się kontrolę termometru co 2 lata przez autoryzowane laboratorium (w Niemczech kontrola jest obowiązkowa).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

W przypadku utylizacji termometru i baterii należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Termometru nie można użytkować z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik ma obowiązek oddać wszystkie urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które zawierają w sobie substancje szkodliwe, do punktu zbiórki w waszym mieście lub do dystrybutora, by zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.

Przed utylizacją termometru wyjąć baterie. Nie użytkować zużytych baterii z odpadami komunalnymi, utylizować je jako oddzielny sprzęt w punktach zbiórki baterii w specjalistycznych sklepach.

GWARANCJA

Gwarancja na ten termometr wynosi 2 lata od daty zakupu i obejmuje wszystkie błędy z wady producenta, pojawiające się podczas normalnego użytkowania.
Podczas gwarancji mogą zachodzić określone zmiany, np. występowanie lekkiego, przezroczystego śluzu w pochwie.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie części z wyjątkiem baterii. Szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem termometru nie podlegają gwarancji.

W przypadku profesjonalnego zastosowania zaleca się kontrolę termometru co 2 lata przez autoryzowane laboratorium (w Niemczech kontrola jest obowiązkowa).

 postępować zgodnie z instrukcją użytkowania	 klasyfikacja urządzenia typu BF
 chronić przed wilgocią	 producent
 przechowywać przy względnej wilgotności powietrza od 15 % do 95 % RH	 bateria zawiera niewielki procent rtęci i oliwki i nie może być utylizowana z odpadami komunalnymi
 przechowywać w temperaturze od -25 °C do +55 °C	 uwaga, uwzględnić wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w instrukcji użytkowania
 urządzenie nie może być utylizowane z odpadami komunalnymi	 Geratherm Medical AG Fahrenheitsstrasse 1 98716 Geschwend Niemcy www.geratherm.com

Geratherm Medical AG Geratherm® basal digital GT-3230	Niemcko CE0197 (CS)
POPIS DILU	
	
SPECIFIKACE	
Rozsah měření: 32,00 °C až 43,99 °C (90,00 °F až 111,99 °F); méně než 32,00 °C (90,00 °F) indikace Lo °C (°F) více než 43,99° (111,99 °F) indikace Hi °C (°F)	
Účel použití: Digitální ovulační/bazální termometr ke kontrole cyklu. Tento lékařský digitální termometr je vhodný pro stanovení bazální tělesné teploty pro přirozené plánování rodovičství v soukromém sektoru. Měří i teplotu tělesnou v teplotině pro zjištění ženského cyklu a zjištění dnů nejvhodnějších k dělení. Termometr je také vhodný k měření tělesné teploty.	
Rozlišení: 0,15 mW měření	
Právnost měření: ±0,10 °C do 35,50 °C a 42,00 °C, jinak ±0,20 °C, při okolní teplotě mezi 18 °C a 42 °C ±0,20 °F mezi 95,90 °F a 107,60 °F, jinak ±0,30 °F, při okolní teplotě mezi 64,4 °F a 82,4 °F	
Displej: Displej LCD, 4místný	
Baterie (příložka): Micro Alkaline 192 nebo LR41 nebo AG3, 1.5 V nebo rovnouk jednotvo	
Spotřeba energie: 0,15 mW měření	
Živčnost baterie: více než 2000 měření	
Stupeň ochrany: IP22 (vnitru velkých pevných těles, chráněno proti kapající vodě)	
Rozměry: ok. 133,5 x 22 x 11,5 mm	
Hmotnost: asi 17 g včetně baterie	
Signalizace: Akustický signál trvající asi 4 s, pokud již nebylo zjištěno relevantní zvýšení teploty.	
Paramě: 10 paměťových míst	
Podminky používání: Teplota: 10 °C až 45 °C (50 °F až 113 °F), vlhkost: 15 - 95 % R.H., tlak vzduchu: 700 až 1013 hPa	
Podminky skladování: Teplota: -25 °C až 55 °C (-13 °F až 131 °F), vlhkost: 15 - 95 % R.H., tlak vzduchu: 700 až 1013 hPa	
Záruka kvality: DIN EN ISO 80601-2:56 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských termometrů pro měření tělesné teploty (ISO 80601-2-56). Geratherm® (ISO 80601-2:56 certifikován podla směrnice 93/42/EHS a EN ISO 13485 a nárok na umístění oznáčení CE0197 (znanýmby subjekty TÜV Rheinland LGA Products GmbH).	
Elektromagnetická kompatibilita (EMK): U předcházení lékařského výrobku se jedná o přístroj s mimořádně vysokou mírou odolnosti vůči rušení. Proto nebyly vyřtřeny tabulky EMK.	

CO JE BAZÁLNÍ TEPLOTA?

Ženy, které se chtějí dovédti více o své plodnosti, by se měly řídit svým bazální teplotou (teplotou po probuzení). Nepatrné výkyvy bazální teploty informují o plodných dnech ženy.

▲ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Geratherm Basal výsvojně nepředstavuje antikoncepční prostředek.
- Je možné měřit jen teploty, které jsou výšve teploty prostředí.
- Možné je měřit teplotu, které sú výšve teploty okolního prostředí.
- Možné je měřit teplotu, které sú výšve teploty okolního prostředí.
- Možné je měřit teplotu, které sú výšve teploty okolního prostředí.
- Teplotu nemějte do 30 minut po sportovních výkonů, po koupání nebo po jídle.
- Termometr při používání, uchovávaní nebo přepravě nikdy nevstavujte přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo extrémním teplotám a chráňte jej před znečištěním.
- Před použitím nechte termometr zůstat na izbové teplotě, ak bol ułożony pri podstatne nižších teplotách.
- Možnost alergických reakcí a/alebo podráždění pokožky nie je možné úplne vylúčiť.
- Pri meraní používajte opatrné, aby ste sa vyhli nepotrebnému poraneniu.
- Používanie termometru namožením nastavte na minimálnu teplotu zaostavenú na 2 minútach zobrazenú na LCD displeji a uložte si pamäť.
- Termometer vždy pred a po používaní vyčistite, popř. vydezinfikujte.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- K zapnutí termometru stiskněte tlačítko ON/OFF. Pine zobrazení ukazují [0000] že displej LCD správně funguje.
- Dašle zobrazované [ok] po interním bezprostředním testu bezpěnosti provoz. Jinak je zobrazena [Err] chybná funkce.
- Pak se na displeji objeví teplota prostředí nebo [Lo] ([Lo]), přičemž bliká "C" nebo "F". Termometr je nyní připraven k měření. Pokud v prěších 3 minutách nedojde k měření teploty, pak se termometr automaticky vypne.
- Před každým použitím vyčistěte nebo vydezinfikujte měřicí čidlo. Měřicí čidlo umístěte do ust, konečnicku, podpažku nebo vagíny (viz Zúložby měření).
- Jakmile termok již nedetekuje relevantní nářit teploty, přestane blikat "C/F" a bude zobrazena aktuálně naměřená nastáí teplota, přitom je slýšet další akustických signálů. Akustický signál, který je slýšet přibližně po 10 sekundách, plati pro měření teploty, změna bazální teploty je tak nízká, že není zanedbatelná žádné relevantní zvýšení. Proto je třeba nechat bazální termometr měřit minimálně 1 minutu, aby byla co nejpřesněji stanovena bazální teplota.
- Po akustickém signálu termometr pokračuje v měření teploty další minutu, přičemž je možné další nepatrné zvýšení zobrazené teploty. Poše je zaznamenaná maximální teplota a na displeji LCD zobrazena až do automatického vypnutí po 9 minutách uložena do paměti.
- Ležtí a naměřená hodnota ned po měřícím rozsahem, objeví se na displeji LCD [Hi] ([Hi]) nebo [Lo] ([Lo]).

PRĚPÍNAŇ MEZI "C A "F

- Stisknřte tlačítko ON/OFF jednou a okamžitě i podruhé.
- Př druhém stisknutí drže tlačítka ON/OFF stisknřte asi 3 sekundy.
- Na displeji se objeví symbol [°C] nebo [°F] se zvukovou signalizací.

VYVOLÁNÍ POSLEDNĚH 10 ULOŽENÝCH NAMĚŘENÝCH MĚŘENÍ

Můžete uložit 10 hodnot teploty. Nejřve se objeví naposledy změřená hodnota.

Uložení hodnoty vyvolte takto:

- Stisknřte a asi 2 sekundy držte stisknuté tlačítko ON/OFF.
- Objeví se následující indikace [1]. Na 4 sekundy se objeví naposledy uložená hodnota.
- K vyvolání druhé uložené hodnoty během jedné sekundy stisknřte tlačítko ON/OFF [02].
- Postup opakujte ke vyvolání hodnoty 3 až 10.

AUTOMATICKÉ PODSVĚTLENÍ

Podsvětlení je automaticky aktivováno po každém stisknutí tlačítka ON/OFF a po krátkém čase se vypne. Po vcišnětí tlačítka ON/OFF přicisk [ok] přiciska ON/OFF, by znovu aktivovat podsvětlení. Tato funkce je automaticky aktivována, když je okolité světlo nedostatečné.

VÝMĚNA BATERIE

Pokud se na displeji objeví symbol baterie [bat] a bliká, musřte baterie vymřnit.

Prot:

- Termometr obratře tak, aby etykieta ukazována smřrem k vřtř. Stlařnřte kryt, Źij obrázek dole.
- Vybřt baterii odstrãnřte sprãvnřm, avšak nã ostrom kovovřm predmřtem.
- Vymřte baterie.
- Vložte novou knoflikovou baterii 1,5 V kladným pólřm (+) smřrem nahoru.
- Kryt pevnř zasuřte.



KDY A KDE BYCH SI MĚLA MĚŘIT TEPLOTU?

- Teplotu si mřřte kařždř rano v stejnou dobu, ploidnř se vstãtne z postele. Před mřřením nejzdrte. Před mřřením nevkyňte. Ne ukyňte mřřitř stlařnřte a drřte stisknutř tlačítko ON/OFF k opãtřovně aktivaci podsvětlení.
- Teplotu mřřte vždy stejnřm zpsobem: orãlně, vaginãlně, nebo rektãlně. Tento zpsob bħem cyklu neměňte!
- Vřkytu teploty si zaznamenejte do přihlãškové tabulky.
- Pokud nastanou nãpravdně změny nebo poruchy cyklu, mřřte bysta navřstřt svřho lřkãra.

VAGINãLNĚ

O zpsobě mřření se poradte se svým gynecologem.

- ZASTAVTE, pokud ucitřte jakýkoliv odpor.

ORãLNĚ

Orãlně mřření je rychlř a přesnř. Nãdobu k mřření (řidlo) umístřte pod jazyk, nãlevo nebo napravo od jeho kořenu. Źsta mřřt bħem mřření zavřtřnř. Před mřřením teploty nejzdrte, nepřte ani nekulřte.

REKTãLNĚ
Nãdobu na mřření (řidlo) zasunřte do konečnicku (asi 2 cm). Na konec řidla mřřte nanřstř malř množství pletřovho krřmu nebo dřtkovho oleju.
Můžete pouřit ochrannř obal na termometr. Vlořte termometr do tohoto ochrannřho obalu. Potřřte ochrannř obal mřřicřho řidla glem rozspurnřm v vode, aby ste uřadili zavřdenř. Nepouřřujte vazelinu. Nezavřřtejte hrot mřřicřho řidla do konečnicku dãle ako 2 cm.

<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>
<p>OPIS DIJELOVA</p>	<p>OPIS DIJELOVA</p>	<p>OPIS DIJELOVA</p>	<p>OPIS DIJELOVA</p>
<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>
<p>Raspon mjerenja:</p>	<p>Raspon mjerenja:</p>	<p>Raspon mjerenja:</p>	<p>Raspon mjerenja:</p>
<p>Namjena:</p>	<p>Namjena:</p>	<p>Namjena:</p>	<p>Namjena:</p>
<p>Preciznost:</p>	<p>Preciznost:</p>	<p>Preciznost:</p>	<p>Preciznost:</p>
<p>Tačnost:</p>	<p>Tačnost:</p>	<p>Tačnost:</p>	<p>Tačnost:</p>
<p>Zaslon:</p>	<p>Zaslon:</p>	<p>Zaslon:</p>	<p>Zaslon:</p>
<p>Baterija (priložena):</p>	<p>Baterija (priložena):</p>	<p>Baterija (priložena):</p>	<p>Baterija (priložena):</p>
<p>Potrošnja energije:</p>	<p>Potrošnja energije:</p>	<p>Potrošnja energije:</p>	<p>Potrošnja energije:</p>
<p>Žvježdak zaštitne:</p>	<p>Žvježdak zaštitne:</p>	<p>Žvježdak zaštitne:</p>	<p>Žvježdak zaštitne:</p>
<p>Stupanj zaštite:</p>	<p>Stupanj zaštite:</p>	<p>Stupanj zaštite:</p>	<p>Stupanj zaštite:</p>
<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>
<p>Težina:</p>	<p>Težina:</p>	<p>Težina:</p>	<p>Težina:</p>
<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>
<p>Memorija:</p>	<p>Memorija:</p>	<p>Memorija:</p>	<p>Memorija:</p>
<p>Radni uvjeti:</p>	<p>Radni uvjeti:</p>	<p>Radni uvjeti:</p>	<p>Radni uvjeti:</p>
<p>Uvjeti skladištenja:</p>	<p>Uvjeti skladištenja:</p>	<p>Uvjeti skladištenja:</p>	<p>Uvjeti skladištenja:</p>
<p>Jamstvo kvalitete:</p>	<p>Jamstvo kvalitete:</p>	<p>Jamstvo kvalitete:</p>	<p>Jamstvo kvalitete:</p>
<p>Elektromagneta kompatibilnost (EMV):</p>	<p>Elektromagneta kompatibilnost (EMV):</p>	<p>Elektromagneta kompatibilnost (EMV):</p>	<p>Elektromagneta kompatibilnost (EMV):</p>

ŠTO JE BAZALNA TEMPERATURA?

Žene koje se žele upoznati s plodnošću bi trebale koristiti metodu bazalne temperature (temperature pri buđenju). Male oscilacije bazalne temperature pružaju informaciju o plodnim danima žene.

▲ MERE OPREZA

- Izričito se namponejti da Geratherm Basal nije sredstvo za koncepciju.
- Moguće je mjerenje temperatura koje su više od temperature okoline!
- Toplometar držati izvan dohvata djece. Malo djetelji mogu se odvojiti od toplometra. Djeca ih mogu progutati ili postoj mogućnost gušenja usdanim dijelova.
- Ne kuhajte ovaj ovaj toplometar, na zagrijavanje ga, ne savijajte ga, ne dozvolite da padne i ne rasklapajte ga.
- Ne obavljajte nikad toplometar osim onada kada želite zamijeniti baterije.
- Izbjegavajte mjerenje temperature u vremenu od 30 minuta nakon sportske aktivnosti, poslije kupanja ili jela.
- Nikada ne izlažite toplometar izravnom sunčevu svjetlu, vlagi ili ekstremnim temperaturama prilikom korištenja, skladištenja ili transporta i čuvajte ga od prijelivne.
- Prije korištenja zagrijte toplometar na sobnu temperaturu ako je čuvan na dosta nižoj temperaturi.
- Mogućnoš alergijskih reakcija i/ili iritacija kože ne može se u cijelosti isključiti.
- Prilikom mjerenja budite oprezni kako biste izbjegli opasnost ozljeđe.
- Korištenje toplometra nije zamjena za posjet liječniku.
- Očistite ili dezinficirajte toplometar uvijek prije i poslije korištenja.

UPUTE ZA UPORABU

- Pritisnite gumb ON/OFF kako biste uključili toplometar. Potpuno ispan zaslon ▯▯▯▯▯▯ pokazuje da LCD-zaslon ispravno funkcionira.
- Slijedeći zaslon pokazuje ▯▯▯ nakon internog sigurnosnog testa normalni radni modus. Inače znak ▯▯▯ ukazuje na neispravan rad.
- Zatim se pojavljuje temperatura okoline ▯▯▯▯▯ na zaslonu, pri čemu svjetluca "C ili "F". Toplometar sada može mjeriti temperaturu. Ukoliko slijedeće 3 minute ne uslijedi mjerenje temperature, toplometar će se automatski isključiti.
- Očistite ili dezinficirajte senzor prije svakog mjerenja. Postavite senzor oravno, rektalno, aksilarno ili vaginalno (vidi metode mjerenja).
- Čim toplometar ne može više utvrditi relevantan porast temperature, "C"F prestaje svjetlucati i prije toga izmjerena maksimalna vrijednost se prikazuje, pri čemu se čuje niz signalnih tonova. Signalni ton koji se čuje nakon čaa 10 sekundi vrijedi za mjerenje groznice, promjena bazalne temperature je tako neznatna da to ne predstavlja relevantan porast. Stoga ostavite bazalni termometar dat najmanje 1 minuta prije mjerenja temperatura kako biste utvrdili navjenu tačnost pri mjerenju bazalne temperature.
- Toplometar nakon signalnog tona nastavlja u mjerenjem temperature još jednu minutu pri čemu je mogući daljni neznatni porast prikazane temperature. Potom se izmjerena maksimalna temperatura do automatskog isključivanja nakon 9 minuta zadržava i prikazuje na LCD-zaslonu.
- Ukoliko je izmjerena temperatura iznad ili ispod mjerne granice, na LCD-zaslonu se pojavljuje ▯▯▯▯▯ (▯▯▯▯▯ / ▯▯▯▯▯) ili ▯▯▯▯▯ (▯▯▯▯▯).

MIJENJANJE IZMEDU °C °F

- Pritisnite jedanput gumb ON/OFF i odmah i drugi put.
- Kod drugog pritisnjanja pritisnite gumb ON/OFF cao 3 sekunde.
- Simbol ▯▯▯▯▯ ili ▯▯▯▯▯ se pojavljuje uz ton na displeju.

VRAĆANJE 10 ZADNJIH IZMJERENIH VRIJEDNOSTI

Pohraniti se mogu 10 vrijednosti izmjerene temperature. Zadržaj izmjerena vrijednost se prvo prikazuje. Ovakvo vraćate pohranjene vrijednosti:

- Pritisnite i držite gumb ON/OFF caa 2 sekunde.
- Pojavljuje se slijedeći zaslon ▯▯▯▯▯. Zadržaj pohranjena vrijednost ostaje prikazana 4 sekunde.
- U roku jedne sekunde pritisnite gumb ON/OFF kako biste vratili drugu pohranjenu vrijednost ▯▯▯▯▯.
- Ponovite postupak za vrijednosti mjerenja 3 do 10.

AUTOMATSKO OSVJETLJENJE POZADINE

Osvjetljenje pozadine se automatski aktivira prilikom svakog pritisnjanja gumba ON/OFF i gasi se odvojeno zatim. Kada je postupak mjerenja završen pritisnite i držite tipko ON/OFF da ponovno aktivirate osvjetljenje pozadine. Ova funkcija je praktična kod mjerenja ili vraćanja pohranjenih vrijednosti u okolini s malo svjetla.

ZAMJENJIVA BATERIJE

Kada se pojavi znak baterije i svjetluca, baterije se mora zamijeniti. Za to trebate uraditi sljedeće:

- Otkrenuti termometar tako da etiketa pokazuje u smjeru korijenika. Skinuti poklopac: kao što je prikazano na slici dole.
- Iskorištenu bateriju ukloniti oštirim predmetom, ali to ne smije biti oštar metalni predmet.
- Izvaditi bateriju.
- Umetnuti novu gumbutastu bateriju od 1,5 V s pozitivnim polom (+) okrenutim prema gore.
- Poklopac čvrsto zatvoriti.



▲ Pozor: Baterije se ne smije odlagati u kućni otpad! Držati van dohvata djece. Ne bacajte bateriju ili termometar u vatra – mogla bi eksplodirati!

KADA I Gdje BIH TREBALA KONTROLIRATI SVOJU TEMPERATURU?

- Izmerite Vašu temperaturu svako jutro u isto vrijeme prije ustajanja. Ne jedite ništa prije mjerenja. Izbjegavajte tjelesni napor. Kod redovite uporabe izmjerena temperatura treba biti između 36,3 i 37,3 °C. U prvim danima mjerenja temperatura može biti nešto niža.
- Mjeriti uvijek na istom mjestu: oravno, vaginalno ili rektalno. Ne mijenjati za vrijeme jednog ciklusa!
- Unositi vrijednost temperature u priloženu tablu.
- Kod neobičnih pojava ili smetnji u ciklusu trebali biste posjetiti svoga liječnika.

VAGINALNO

Informirajte se kod svog ginekologa o načinu mjerenja.

▲ STANITE ukoliko osjetite bilo kakav otpor.

ORALNO

Oralno mjerenje brzo daje točne rezultate. Spremnik toplometra (senzor) se postavlja lijevo ili desno od korijena jezika u jedan od dvaju „žoptitnih“ odzbova“. Držite usta zatvorenim za vrijeme postupka mjerenja. Ne jedite, ne pijte i ne pušite prije mjerenja temperature.

REKTALNO

Spremnik lomolmera (senzor) se uvuče u čmar (čaa 2 cm), pri čemu se na kraj spremnika treba nanijeti malo kreme za kožu ili ulja za bebe. Možete koristiti zaštitnu foliju za toplometar. Stavite toplometar u zaštitnu foliju. Natrijajte foliju za senzor gelom rastvorljivim u vodi kako biste olakšali uvođenje. Ne koristite sapun i vazelnu. Ne uvlačite vrh senzora više od 2 cm u rektum.

▲ STANITE ukoliko osjetite bilo kakav otpor.

AKSILIJARNO

Ovaj način mjerenja ne daje tako točne mjerne vrijednosti i zato nije pogodan za određivanje bazalne temperature.

KAKO ČU OZNAČITI SVOJU TEMPERATURU I ZAŠTO JE TO VAŽNO?

Na gornjoj strani tablice su navedeni dani Vašeg ciklusa od 1 do 42. Više možete odrediti dane ako je potrebno. Iznad svakog dana ciklusa upišite odgovarajući datum. Ispravno su navedene temperature od 35 °C do 38 °C. Označite Vašu temperaturu pomoću jedne točke. Označite dane u kojima ste imali spolni odnos.
1 do 2 dana jednole ovulacije povisuje se bazalna temperatura za 0,2 do 0,5 °C i ostaje na toj razini do početka sljedećeg ciklusa. Izvan pred ovog ovulacije primjećuje se često pad temperature za za čaa 0,1 °C).
U slučaju da je nastupila ovulacija povšenje temperature bi trebalo nastupiti u roku 48 sati. Nakon što ste ispunili čaa 3 tablice dobit ćete shemu ovulacije i prepoznati Vašu individualnu shemu plodnosti.

POČETAK BILJEŽENJA

Prvi dan Vaše mjesečnice je broj 1 na Vašoj krivulji bazalne temperature. Vaša temperatura bi trebala pasti na početku mjesečni. Meteorogaji prije mjesečnice na smatrajte kao Vaš prvi dan.

Upišajte temperature za vrijeme Vaše ukupne mjesečnice. Zabilježite predmenstrualne simptome i bolesti ili groznicu i počnite novu temperaturu krivulju kada ponovno imate mjesečnicu.

ŠTA ZNAČI OVULACIJA?

Ovulacija znači da jajnik oslobađa jedno jaje što je preduvjetelj za oplodnju jajne stanice putem spermija u jajovodu. Pri tome u tijelu mogu nastupiti određena promjena kao npr. povisavanje tjeple, čiste vaginane sluzi, ki otprilike između 10. i 12. dana Vašeg mjesečnog ciklusa, izlazi iz grlica materice. Ova sluz ima zadatak da odrazi spermije u životu do ovulacije. Slijedeći simptom može biti blaga bol na lijevoj ili desnoj strani u vrijeme stvarane ovulacije. Kod redovnog mjesečnog ciklusa od 28 dana su otprilike dani između 10. i 14. dana su najvjerojatnije najvjerovatnije možete ostati trudni. Svaka žena međutim ima individualni ciklus i malo njih ima ovulaciju redovito u sredini ciklusa.

LJEKRSKI SAVJET

Izričito se preporučuje da se posavjetuje sa Vašim liječnikom, Vašom babicom ili da posjetite savjetnicu/zajemka za prirodno planiranje obitelji. Oni Vam mogu pomoći pri tumačenju informacije na Vašoj tabli.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Kod čišćenja glavna senzora uvijek očistite prije i poslije svakog korištenja. Očistite glavni senzor rastvorom od blagog sapuna i vode. Dezinficirajte toplometar tako što čete senzor i donji dio kućišta obrisati krpom koje stria toga umočiti u alkohol (preporuča: izopropilni alkohol 70%). Toplometar ne otkuhavati i ne čistiti u autoklavama.

NAPOMENE ZA UKLANJANJE

Kod uklanjanja toplometra i baterija moraju se uvlačivati uvijek propisno u zemlju. Ova toplometar se ne smije uklanjati skupa u kućnim smećom. Svakih koristeik ima obvezu predati sve elektrone i elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže štetne tvarii ili ne, u nadležnom odjelu u općini ili u trgovini kako bi se oni mogli ukloniti sukladno propisima o zaštiti okoliša. Izvadite baterije prije nego što uklonite toplometar. Ne bacajte iskorištene baterije u kućno smeće već u posebno smeće ili ih predajte nadležnom mjestu za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama.

JAMSTVO

Jamstvo za ovaj termometar iznosi 2 godine od datuma kupnje i obuhvata kvarove koje je proizročio proizvođač pri normalnom korištenju. Poravniti čemo Vaš toplometar ako je potrebno zbog dijelova koji nedostaju ili pogrešne montaže. Ovo jamstvo se odnosi na sve dijelove, osim na bateriju. Štete nastale na Vašem toplometaru neproiznim korištenjem su izuzete iz jamstva. Preporučujemo da toplometar kod profesionalnog korištenja svake 2 godine date provjeriti od strane ovlaštene laboratorije (u Njemačkoj je to zakonski propisano).

KAZALO SIMBOLA

	djelovati u skladu s uputom za uporabu		klasifikacija uređaja tip BF
	čuvati od vlage		proizvođač
	skladištenje pri rel. vlažnosti zraka između 15% i 95% R.H.		baterija sadrži niske udio žive i olova i ne smije se odlagati u kućno smeće
	skladištenje između -25 °C i +55 °C		pozor, obratiti pozornost na sigurnosne napomene u uputi za uporabu
	uređaj se ne smije odlagati u kućno smeće		Geratherm Medical AG Fährtenhölzstrasse 1 98716 Gschwendaa Njemačka www.geratherm.com

<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>	<p>Geratherm® basal digital GT-3230</p>
<p>OPIS DELOV</p>	<p>OPIS DELOV</p>	<p>OPIS DELOV</p>	<p>OPIS DELOV</p>
<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>	<p>SPESIFIKACIJE</p>
<p>Merilno območje:</p>	<p>Merilno območje:</p>	<p>Merilno območje:</p>	<p>Merilno območje:</p>
<p>Uporaba:</p>	<p>Uporaba:</p>	<p>Uporaba:</p>	<p>Uporaba:</p>
<p>Razkritje:</p>	<p>Razkritje:</p>	<p>Razkritje:</p>	<p>Razkritje:</p>
<p>Tačnost merjenja:</p>	<p>Tačnost merjenja:</p>	<p>Tačnost merjenja:</p>	<p>Tačnost merjenja:</p>
<p>Prikazovanje:</p>	<p>Prikazovanje:</p>	<p>Prikazovanje:</p>	<p>Prikazovanje:</p>
<p>Baterije (priložene):</p>	<p>Baterije (priložene):</p>	<p>Baterije (priložene):</p>	<p>Baterije (priložene):</p>
<p>Poraba energije:</p>	<p>Poraba energije:</p>	<p>Poraba energije:</p>	<p>Poraba energije:</p>
<p>Stopnja doba baterije:</p>	<p>Stopnja doba baterije:</p>	<p>Stopnja doba baterije:</p>	<p>Stopnja doba baterije:</p>
<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>	<p>Dimenzije:</p>
<p>Teža:</p>	<p>Teža:</p>	<p>Teža:</p>	<p>Teža:</p>
<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>	<p>Signal:</p>
<p>Pogoj delovanja:</p>	<p>Pogoj delovanja:</p>	<p>Pogoj delovanja:</p>	<p>Pogoj delovanja:</p>
<p>Pogoj shranjevanja:</p>	<p>Pogoj shranjevanja:</p>	<p>Pogoj shranjevanja:</p>	<p>Pogoj shranjevanja:</p>
<p>Garancija kvalitete:</p>	<p>Garancija kvalitete:</p>	<p>Garancija kvalitete:</p>	<p>Garancija kvalitete:</p>
<p>Elektromagneta združljivost (EMC):</p>	<p>Elektromagneta združljivost (EMC):</p>	<p>Elektromagneta združljivost (EMC):</p>	<p>Elektromagneta združljivost (EMC):</p>

KAJ JE BAZALNA TEMPERATURA?

Ženske, ki bi žele izvedeti več o svoji plodnosti, naj uporabijo metodo merjenja bazalne temperature (jutrana temperatura). Fina nihanja bazalne temperature dajejo informacije o plodnih dnevih ženske.

▲ PREVIDNOSTNI UKREPI

- Geratherm Bazal ni kontracepcijski sredstvo!
- Možno je mjenje temperature, ki so višje od temperature okolice!
- Termometer hranite izven dosega otrok. Malhi otroci delo termometra. Le te lahko otroci pogoltnejo ali pa obstaja možnost zadušitve zaradi vdihanja delcev.
- Termometer ne prekuhavajte, ne grizite, ne upogibajte, ne mečite in ga ne jemljite narazen.
- Termometer hranite izven dosega otrok. Malhi otroci delo termometra. Le te lahko otroci pogoltnejo ali pa obstaja možnost zadušitve zaradi vdihanja delcev.
- Izbogajajte merjenje temperature 30 minut po športnih aktivnostih, po kopanju ali hrانjenju.
- Termometer pri uporabi, pri shranjevanju ali pri transportu ne izpostavljajte neposredni svetlobi, vlažnosti in ekstremnim temperaturam, ter ga ščitite pred umazanjarjenjem.
- Prije uporabe termometra ga segrejte na sobno temperaturo, v kolikor je bil shranjen pri bistveno nižjih temperaturah.
- Možnost alergijskih reakcij i/vali razdraženosti kože ni možno povsem izključiti.
- Pri merjenju previdno rokujte z napravom, da se izognete morebitnim poškodbam.
- Korištenje termometra nije zamjena za posjet liječniku.
- Termometer vedno pred in po uporabo očistite od. razkužite

NAVODILA ZA UPORABO

- Pritisnite tipko ON/OFF za vklop termometra. Polni prikaznik ▯▯▯▯▯▯ prikazuje, da LCD prikazovalnik deluje pravilno.
- Naslednji prikaz prikazuje ▯▯▯ po tem, ko je bil izveden interni varnostni test normalnega delovanja. Drugače prikazuje ▯▯▯ (nepopolno funkcijo).
- Nato se na prikazovalniku prikaze temperatura okolice ali ▯▯▯▯▯ (▯▯▯▯▯), pri čemer utripa "C ali "F". Termometer je sedaj pripravljen za merjenje. Če se v naslednjih 3 minutah ne izvede merjenje temperature, se bo termometer samodejno izklopil.
- Očistite ali razkužite tipalo pred vsakim merjenjem. Nastavite tipalo oravno, rektalno, aksilarno ali vaginalno (glej metode merjenja).
- Tako ko termetar ne zazna nobenega bistvenega porasta temperature, priretna "C"F utripati in se prikaže do takrat izmjerena maksimalna vrednost, pri čemer se sliši vrsta signalnih zvokov. Signalni zvok, ki je slišen po 10. sekundah se uporablja za merjenje telesne temperature, sprememba bazalne temperature je tako nizka, da ne predstavlja bistvenega porasta. Iz tega razloga je potrebno bazalno temperaturo meriti vsaj 1 minuto, da lahko ugotovimo največ možno ločnost bazalne temperature.
- Termometer nadaljuje z merjenjem temperature. Še eno minuto po oprzinutim tonu, ker je možno minimalni porast temperature. Nato se maksimalna izmjerena temperatura shrani in se na LCD prikazovalniku prikazuje še nadaljnjih 9 minut, dokler se termometer samodejno izklopi.
- Če težje izmjerena temperatura nad ali pod merilnim območjem, prikazuje LCD prikazovalnik ▯▯▯▯▯ ali ▯▯▯▯▯ (▯▯▯▯▯).

PREKLAPLJANJE MED °C IN °F

- Pritisnite tipko ON/OFF enkrat in takoj zatem še drugi.
- Pri drugem pritisku, držite pritisnjeno tipko ON/OFF za prib. 3 sekunde.
- Simbol ▯▯▯▯▯ ali ▯▯▯▯▯ se prikaže na prikazovalniku z zvočnim opozorilom.

PRIKLJ 10 ZADNJIH IZMJERENIH VREDNOSTI

Lahko se shrani 10 izmerjenih vrednosti temperature. Zadržaj izmjerena vrednost se prikaže najprej. Tako priključite shranjene vrednosti:

- Pritisnite i držite tipko ON/OFF za prib. 2 sekundi.
- Prikaže se naslednje sporočilo ▯▯▯▯▯. Zadržaj shranjena vrednost se prikaže za 4 sekunde.
- V roku 1 sekunde pritisnite tipko ON/OFF, da priključite drugo shranjeno vrednost ▯▯▯▯▯.
- Ponovite postopek za vrednosti 3 do 10.

SAMODEJNA OSVETLJIV OZADJA

Osvetlitev ozadja se aktivira samodejno pri vsakem pritisku na tipko ON/OFF in gasi se po kratkem času. Kada je merjenje zaključeno, pritisnite i držite tipko ON/OFF da ponovno aktivirate ozvjetlivo ozadje. Funkcija je priročna pri merjenju ali pri prikazu shranjenih vrednosti pri šibki svetlobi okolice.

ZAMENJAVA BATERIJE

Kadar se prikaže znak za baterijo ▯▯▯▯▯ in utripa, je potrebno baterije zamenjati. Za to:

- Termometer obrnite, tako da je etiketa obrnjena k uporabniku. Odstranite pokrov, kot je prikazano na spodnji slici.
- Pravno baterijo odstranite s pomočjo odprtega, vendar ne o zornim kovinskih predmetom.
- Odstranite baterijo.
- Vstavite novo 1,5 V gumbutno baterijo s pozitivno stranjo (+) navzgor.
- Pokrov trdno zaprite.



▲ Pozor: Baterijo ne smete odvrčeti skupaj z gospodinjstskimi odpadki! Shranjajte izven dosega otrok. Ne vrzite baterije ali termometar v ogrejo – lahko eksplodirai!

KOJIN I KJE SI NAJ MERIM TEMPERATURU?

- Izmerite si temperaturo vsako jutro ob isti uri, preden vstanete. Pred merjenjem ne jejte ničesar. Izbogajajte se fizičnim naporom. V prvih dneh merjenja temperatura može biti nižja od 36,3 i 37,3 °C. U prvih danih merjenja temperatura može biti nešto nižja.
- Merite vedno na istem mestu: oravno, vaginalno ali rektalno. Znotraj ciklusa ne menjajte!
- Izmerjeno temperaturo vnesite v priloženo tablo.
- V primeru anomalij ali smetaj v ciklusu, kontaktirajte svojega zdravnika.

VAGINALNO

Prosim, posvetujte se s svojim zdravnikom za uporabo te metode.

▲ USTAVITE TAKOJ, v kolikor čutite kakršnokoli upor.

ORALNO

Oralno merjenje posejduje hitro točne podatke. Sonda termometra (tipalo) se namesti levo ali desno od korena jezika v enega izmed obeh žoptitnih vreck. Med postopkom merjenja imejte usta zaprta. Pred merjenjem temperature ne jejte, pijte ali kadite.

REKTALNO

Sonda termometra (tipalo) se vstavi v anus (pribl. 2 cm), pri čemer se lahko na konec ciklusa nanese nekaj kreme za dobo ali otrokolo oje. Lahko uporabite zaščitni ovaj za termometar. Vstavite termometar v zaščitni ovaj. Naričajte varnostni ovajček za vzodni prijemni gelom, da bi ponovovstavili. Ne uporabljajte vazelinov. Vstavite vrh senzorja največ 2 cm v danko.